

ARTHREX

Opciones de tratamiento para

fracturas de Jones

Tornillo macizo

Robusto, de 4,5, 5,5 y 6,0 mm de diámetro

Instrumentos canulados

Resistencia del tornillo macizo, y a la vez brocas y terrajas canuladas para una ubicación precisa y mayor eficiencia

Cabeza de bajo perfil

Diseñada para minimizar la irritación del tejido blando

Placa anatómica con ganchos

Diseñada para acoplarse a la base del quinto metatarsiano con tornillos bloqueantes y no bloqueantes para revisiones o fracturas complejas



4,5 mm



5,5 mm



6,0 mm



Placa para el quinto metatarsiano



La solución completa para la fractura de Jones

ARTHREX

Sistema para fractura del quinto metatarsiano



Tornillo para fractura de Jones



Placa con ganchos para quinto metatarsiano

Información para realizar pedidos

Set para fracturas del quinto metatarsiano (AR-8956S)

Placa para el quinto metatarsiano:

Placa con gancho universal para el quinto metatarsiano AR-8956-01

Tornillos de 2,4 mm:

Tornillo para hueso cortical, Ti, 2,4 x 8 – 24 mm AR-8724-08 – 24


Tornillo bloqueante VAL, Ti, 2,4 x 8 – 24 mm AR-8724V-08 – 24

Tornillos para fractura de Jones:

Tornillo Ti de bajo perfil parcialmente roscado, de 4,5 mm 4,5 mm x 40 – 65 mm (incrementos de 5 mm) AR-9045-40PT – 65PT

Tornillo Ti de bajo perfil parcialmente roscado, de 5,5 mm 5,5 mm x 40 – 65 mm (incrementos de 5 mm) AR-9055-40PT – 65PT

Tornillo Ti de bajo perfil parcialmente roscado, de 6,0 mm 6,0 mm x 40 – 65 mm (incrementos de 5 mm) AR-9060-40PT – 65PT



Set para fracturas del quinto metatarsiano

Bandeja de tornillos y placas para quinto metatarsiano



Arthrex®